

**Merci d'avoir choisi DISPOSITIF RÉFLEXOTHÉRAPIE OSITO. S'il vous plaît lisez ce manuel et apprendre à utiliser correctement l'appareil avant utilisation. Portez une attention particulière aux consignes de sécurité et conserver ce manuel pour référence future.**

## INTRODUCTION

- Le système central de ce dispositif avec une lumière infrarouge, est le reflet.
- Procédé Reflex est basé sur l'émission d'un certain nombre de minuscules impulsions électriques qui permettent la circulation activée. Elle n'a aucun effet contradictoire, en toute sécurité.
- Cet appareil a été conçu avec le rayonnement infrarouge basé sur la science moderne et la médecine traditionnelle chinoise. Il est caractérisé par un traitement à haute fréquence, le magnétisme et la chaleur.
- Il dispose de 25 programmes pour les différentes parties du corps. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées à partir de la

## MESURES DE SÉCURITÉ

Pour éviter des dommages physiques et assurez-vous d'utiliser le produit correctement, comme indique ce manuel.

## APPLICATIONS

- Ne jamais utiliser l'appareil dans des endroits humides ou élevées de poussière peut provoquer un dysfonctionnement mécanique.
- Ne pas placer l'appareil à proximité de sources de chaleur ou en plein soleil.
- Ne jamais utiliser cet appareil si vous dormez.

## UTILISATEUR CONVIENT PAS

Vous devriez consulter votre médecin avant d'utiliser la réflexologie appareil si vous êtes dans l'une des situations suivantes:

- Vous êtes enceinte.
- La fièvre.
- Le médecin a conseillé le repos ou ne pas se sentir bien. Il est en période de convalescence prescrite par le médecin.
- Avoir une maladie chronique ou d'un cancer.
- Il a des lésions cérébrales (caillots, lacérations, traumatismes, etc.)
- Il se remet d'une opération sur le haut du corps, les fesses, les cuisses ou les mollets.
- Il souffre d'une maladie cardiaque, des problèmes cardiaques ou dépendant d'un dispositif médical électronique.
- Ne pas utiliser si vous avez un stimulateur cardiaque.
- Blessé ou souffrant d'une maladie de la peau.
- Si vous avez un os cassé ou a une malformation de ces derniers.
- N'est pas adapté pour les enfants, les personnes handicapées ou invalides.
- Utilisez pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale n'est pas recommandé.

## PENDANT LE FONCTIONNEMENT

- Placez l'appareil sur une surface plane.
- Ne pas utiliser l'appareil en conjonction avec d'autres équipements thérapeutiques ou électrique et des dispositifs médicaux similaires.
- Ne pas s'asseoir sur l'appareil peut casser votre machine, ou il pourrait causer des dommages.
- S'il vous plaît ne pas boire tout liquide lors de l'utilisation de l'appareil, éviter de renverser le liquide sur l'appareil.

- Ne pas utiliser l'appareil dans des pièces humides du corps, peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou même un choc électrique.
- Gardez votre corps détendu pendant le traitement
- **Ne pas utiliser l'appareil après les repas que vous faites pendant la journée, attendre 1 heure, au moins, pour mener à bien leur travail.**
- **L'utilisation quotidienne maximale est de 25 minutes.**

### UTILISATION D'ÉLECTRODES

- L'utilisation d'électrodes n'est autorisée que dans les bras, les jambes, le ventre et le dos. Le reste du corps est traitée à travers la réflexologie.
- Ne pas attacher deux électrodes ensemble.
- Pour le bon fonctionnement de l'électrode, mettre le protecteur de retour sur l'électrode de gel après chaque utilisation.
- Gardez électrodes à gel propres, assurez-vous qu'ils sont exposés à des températures élevées et la lumière du soleil.
- Si le gel de l'électrode n'est pas suffisamment adhésif due à la saleté, essayez avec un chiffon humide ou en acquérir de nouvelles.

### NE PAS UTILISER LE DISPOSITIF EN CES TEMPS

- Si il est tombé dans l'eau ou d'autres liquides.
- Si vous vous sentez des sensations étranges ou malaise grave pendant le fonctionnement, mettez immédiatement l'appareil et consultez votre médecin.
- S'il y a orage électrique.
- Si vous avez un câble ou la fiche est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.


### APRÈS UTILISATION

- Assurez-vous d'éteindre l'appareil après utilisation.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique immédiatement après usage et avant de le nettoyer.
- Stocker l'appareil dans un endroit propre et sec.

### UTILISER LA FICHE CORRECT

- Vérifiez que la tension est correcte.
- Ne tirez jamais du câble.

### STRUCTURE DE DISPOSITIF



## GUIDE DE FONCTIONNEMENT

1. Placez l'appareil sur une surface plane et branchez.
  2. Placez votre pied nu sur le périphérique. Pour commencer à fonctionner correctement, il est important de soutenir les deux pieds.
  3. Appuyez sur ON / OFF pendant quelques secondes, l'écran LCD s'allume.
  4. Appuyez sur le bouton MODE et sélectionnez le programme que vous souhaitez, choisir entre 25 programmes.
  5. Pour augmenter l'intensité des impulsions, donc il suffit d'appuyer ▲SOLE ou BODY si vous voulez réduire l'intensité des impulsions presse ▼SOLE ou BODY.
  6. Vous pouvez choisir le programme qui convient le mieux à vos besoins. Il n'est pas conseillé de modifier le programme en cours de fonctionnement, si c'est le cas, régler le niveau d'intensité de 0 à la création comme vous le souhaitez.
  7. Pour éteindre, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes et s'éteint immédiatement.
- AVIS: Augmenter progressivement l'intensité de l'appareil jusqu'à ce que vous vous sentez le pouls. Le niveau d'intensité correct dépend de la sensibilité de chaque personne. Il est important de mettre les deux pieds nus (pas de chaussettes).

### • Programmes de réflexologie

Ici, nous montrons une table de référence dans lequel sont décrites les 25 programmes de l'appareil. L'accompagnement des programmes et aider à atténuer seulement sur les questions décrites ci-dessous.

Il est conseillé de ne pas interrompre ou modifier un programme à la mi traitement pour avoir plus d'effet.


## Description des modes

Mode	Type	Symptômes Correspondants
1. Acupuncture Poussée	TENS	Tension
2. Acupuncture	TENS	Mal de tête
3. Acupuncture Pétrissage	TENS	Menoxenia
4. Tapping d'acupuncture	TENS	Pression lombaire
5. Rayer	TENS	Pieds fatigués
6. Presse	EMS	Sciatique
7. Massage	EMS	Système immunitaire
8. Massage poussant	EMS	Lumbago
9. Pousser Serrer	TENS	Relaxation musculaire
10. Pression d'acupuncture	TENS	Activation musculaire
11. Martelage d'acupuncture	TENS	Douleur au cou
12. Pétrissage	EMS	Douleur à la poitrine
13. Cogner	TENS	Apoplexie
14. Rayer	TENS	Constipation
15. Ventouses	EMS	Mal au ventre
16. Corps	EMS	Amaigrissement
17. Martelage	EMS	Insomnie
18. Massage Tapping	TENS	Fatigue
19. Poussant	EMS	Douleur vertèbres
20. Roulement battant	EMS	Neurasthénie
21. extrusion	EMS	Ostéoporose
22. Tirer	TENS	Arthrose cervicale
23. Massage thérapeutique d'acupuncture	TENS	Arthrite/Rhumatismes
24. Shiatsu	TENS	Circulation
25. Rouler le pétrissage	EMS	Pression

### • Carte de pied dans le cadre de maladies physiques.

La réflexologie est une science qui sert l'une des zones les plus sensibles du corps humain, les pieds. Implique l'activation de certains points, la détermination de la connexion du corps humain à travers la semelle.

Voir, puis une carte du pied où le rapport entre les organes et les maladies du corps, il est affiché.



### • Utilisant des électrodes

Le dispositif comprend Réflexologie électrodes à gel pour activer les muscles. Stimulation musculaire grâce à des électrodes est une technique utilisée pour tonifier, remodeler, ferme et maintenir la définition musculaire.

1. Connectez les électrodes à l'appareil principal.
2. Placer les électrodes sur la zone à traiter (bras, jambes, le dos ou l'abdomen).
3. Choisissez le programme en fonction de votre objectif: le programme 9 (de relaxation musculaire) ou le programme 10 (de l'activation des muscles).
4. Aller en augmentant progressivement l'intensité jusqu'à ce que vous vous sentez le pouls (le niveau d'intensité peut varier en fonction de la sensibilité de chaque personne)maladies du corps, il est affiché.



### IMPORTANT:

- Ne pas utiliser pendant les programmes de réflexologie.
- L'utilisation de ces électrodes n'est pas autorisée que dans les bras, les jambes, le ventre et le dos. Le reste du corps doit être traité à une date ultérieure, par réflexe, posant ses pieds nus sur le périphérique.
- Ne pas placer les électrodes dans des zones ou les muscles endommagés.

### Exemple d'utilisation de la thérapie aux électrodes



#### Épaule et dos

Les symptômes (douleurs musculaires au dos ou épaules et ainsi de suite)





#### Taille

Les symptômes (douleur musculaire à la taille et ainsi de suite)





#### Bras

Les symptômes (bras engourdis, douleur musculaire et ainsi de suite)



#### Jambes

Symptômes (douleurs musculaires des jambes et ainsi de suite)



Remarque: Si vous avez besoin d'acheter des pièces de rechange pour ces accessoires, contactez le service d'assistance technique officiel.

### ENTRETIEN

- Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, s'il vous plaît débranchez le cordon d'alimentation.
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché.
- Si une nappe de pétrole apparaît, s'il vous plaît procéder au nettoyage avec un chiffon et propre.
- Ne pas nettoyer l'interrupteur et la télécommande avec un chiffon humide, il peut entraîner des effets irréversibles sur la performance de l'appareil.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des balais ou des matériaux durs qui peuvent l'endommager.

### SUGGESTIONS

- Pour que le dispositif fonctionne correctement, vous devez placer les deux pieds nus, sans chaussettes, sur la base de l'appareil, sinon l'appareil ne fonctionnera pas.
- Si votre appareil ne fonctionne pas après avoir été allumé, assurez-vous qu'il est connecté correctement, vérifiez le câble de l'appareil à la prise, le cycle d'alimentation de l'appareil à nouveau.
- Si il arrête brusquement, vérifiez que le temps n'est pas finie et recommencez en utilisant la réflexologie de l'appareil.
- Ne pas utiliser la réflexologie Dispositif plus de 25 minutes par jour.
- L'utilisation d'électrodes est pensé pour activer les muscles des bras, des jambes, du dos et de l'abdomen, ne mettez pas sur d'autres parties du corps ne sont pas précisés dans ce manuel. Pour le reste du corps, il ya des programmes spécifiques réflexologie (en plaçant les pieds nus sur l'appareil).

## Spécifications techniques

### Explication des figures, des symboles, des avertissements et des abréviations sur l'équipement

1		(Symbole pour « CODE DE LOT ». Ce symbole doit correspondre au numéro de lot de production, et à côté du graphique, du code de lot et du numéro de lot et du numéro de lot, etc.) Exemples :  ABC123
2		Symbole pour « DATE DE FABRICATION ». Ce symbole devrait être à côté du numéro) Date de production du matériel médical (marque d'utilisation  devant la date de production)
3		Symbole pour « ATTENTION, CONSULTER DES DOCUMENTS ACCOMPAGNANTS »
4		Après l'adoption de la certification CE, la marque CE est, comme suit, tirée. Sa hauteur verticale ne doit pas être inférieure à 5 mm, clairement visible, claire, durable, les procédures d'évaluation de conformité CE sont effectuées par un organisme notifié, le numéro d'enregistrement de l'organisme notifié doit être le côté de la marque CE (généralement en bas à droite). Le diamètre du marquage CE ne doit pas être inférieur au demi-cercle de 5MM des deux marques, le XXXX dans le coin inférieur droit correspond au numéro d'identification de l'organisme notifié, tel que l'ITS-0413. Tous les produits médicaux vendus sur le marché de l'UE doivent identifier le « CE ». Apposer le marquage CE indique que : A. L'équipement pour répondre aux exigences de base du MDD ; B. L'équipement au sein de l'UE peut être vendu légalement sur le marché ; C. L'appareil a réussi les procédures d'évaluation de la conformité. Les marques CE apposées sur les dispositifs médicaux ont deux types. C'est-à-dire, marque CE sans numéro d'identification de l'organisme notifié et marque CE avec numéro d'identification de l'organisme notifié.
5		Le symbole pour le fabricant (l'étiquette « fabricant »), l'étiquette doit contenir le nom de l'entreprise et l'adresse du fabricant. Les fabricants de produits, CE représente le nom et l'adresse des importateurs et / ou des distributeurs.

6		Symbole pour « Représentant autorisé dans la Communauté européenne » (Étiquette « EU Représentant autorisé »), l'étiquette doit indiquer le nom et l'adresse de l'entreprise autorisée par l'Union européenne.
7		Les déchets doivent être manipulés légalement.
8		Appareils BF
9	 THIS SIDE UP	Dessus
10	 FRAGILE	Fragile
11	 KEEP DRY	Garder au sec
12		Empilage
13	<b>SN</b>	Numéro de série du produit
14	<b>IP21</b>	Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 12 millimètres et protégé des projections d'eau à moins de 15 degrés de la verticale

### Stockage / Maintenance

1. Utilisez un chiffon humide ou un nettoyant neutre pour essuyer la machine et n'utilisez pas de liquide volatil pour nettoyer la machine, comme du benzène, du diluant ou de l'essence.
2. Gardez-le à l'écart du champ magnétique et hors de portée des enfants.
3. Gardez la machine loin de l'humidité, de températures élevées, de la lumière directe du soleil ou de l'eau.
4. Si les électrodes ne sont pas suffisamment collantes ou sont sales, essuyez-les avec un chiffon humide ou remplacez-les par des électrodes neuves. Ne nettoyez pas les électrodes avec des produits chimiques.
5. Veuillez ne pas maintenir, réparer ou reconstruire la machine vous-même, ou le fabricant ne garantira pas les services de réparation et d'après-vente.
6. si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez retirer les piles de la télécommande. Protection environnementale S'il vous plaît faire une classification des déchets après utilisation, tels que les électrodes, boîte de carton et ainsi de suite

### Spécifications

Numéro de modèle : AST-300D

Cet équipement appartient au Type BF de la Classe II selon la Clause 5.



Shenzhen OSTO Technology Company Limited  
No.43, Longfeng road, Xinsheng community,  
Longgang street, Longgang district,  
Shenzhen city, Guangdong Province, China



Wellkang Ltd  
Suite B, 29 Harley Street, LONDON W1G 9QR, England, United Kingdom

Nominale : 5 V cc, 1000mA

Alimenté par l'adaptateur : WT0502400

Tension nominale : 100-240V

Entrée nominale : 0,1 A

Forme d'onde de sortie : Onde carrée

Fréquences de répétition d'impulsion : 10-100HZ

Amplitude maximale de la tension de sortie : 72 V

Version du logiciel : MC0188F-REV-V1.0

Fréquence nominale : 50-60Hz

Rendement évalué : 5v 1000mA

Durée d'impulsion : 115 s'

Effet de l'impédance de charge : 1KΩ

Condition de fonctionnement :

10-40°C

30%RH~75%RH

860hPa à 1060hPa

Conditions de stockage et de transport :

0-40°C

<=80%RH

860hPa à 1060hPa

Merci pour l'Appareil de Réflexothérapie et d'avoir fait confiance à notre entreprise. Chacun de nos produits est garanti 2 ans à compter de la date d'achat, à condition que les exigences citées dans le manuel d'instructions du produit soient respectées.

Dans tous les cas, nous vous recommandons d'enregistrer votre produit pour activer la garantie \*. Notre garantie vous donne la tranquillité d'esprit que votre produit sera réparé en cas de problème.

### SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE - OSITO

L'appareil de réflexothérapie bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat, tant que la facture d'achat est conservée et envoyée, le produit est en parfait état physique et est correctement utilisé comme indiqué dans ce manuel Instructions.

#### La garantie ne couvre pas:

- Si le produit a été utilisé au-delà de sa capacité ou de son utilité, abusé, battu, exposé à l'humidité, traité avec toute substance liquide ou corrosive, ainsi que pour tout autre défaut imputable au consommateur.
- Si le produit a été démonté, modifié ou réparé par des personnes non autorisées par l'OSITO officiel.
- Si l'incident est causé par une usure normale des pièces due à l'utilisation.
- Les frais de port pour l'enlèvement du produit ou la livraison.

Si à une quelconque occasion vous détectez un incident avec le produit, vous devez contacter votre distributeur ou le service d'assistance technique officiel et envoyer la facture d'achat du produit par e-mail:

Courriel: osito\_service@163.com

Courriel: szaosto006@163.com

Vous pouvez télécharger le manuel et regarder la vidéo de fonctionnement sur notre site Web.

Site officiel: <http://www.szosto.com/product.html>

Regardez la vidéo: <http://www.szosto.com/product.html>

Télécharger le manuel: <http://www.szosto.com/download.html>