

Grazie per aver scelto il DISPOSITIVO DI RIFLESSOTERAPIA OSITO. Per favore legga attentamente questo manuale ed impari ad usare correttamente il dispositivo prima di utilizzarlo. Presti speciale attenzione alle indicazioni di sicurezza e conservi questo manuale per le consultazioni future.

INTRODUZIONE

- Il sistema centrale di questo dispositivo con luce infrarossa è la riflessoterapia.
- Il metodo della riflessoterapia è basato sull'emissione di una serie di piccoli impulsi elettrici che aiutano ad attivare la circolazione. E' assolutamente sicuro e non presenta alcuna controindicazione.
- Abbiamo progettato questo dispositivo con radiazione infrarossa basandoci sulla scienza moderna e la medicina tradizionale cinese. E' caratterizzato da un'alta frequenza, magnetismo e trattamento calorico.
- Contiene 25 programmi differenziati per le distinte parti del corpo. tutte le sue funzioni possono essere selezionate con un telecomando.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per prevenire danni fisici e materiali assicurarsi di utilizzare il prodotto in maniera corretta, così come è riportato su questo manuale.

APPLICAZIONI

- Non utilizzare mai il Dispositivo in luoghi umidi o molto polverosi, potrebbe verificarsi un malfunzionamento di tipo meccanico.
- Non collocare il Dispositivo vicino a fonti di calore o sotto l'esposizione diretta del sole.
- Non usare questo dispositivo se si sta dormendo o per addormentarsi.

SOGGETTI CHE POTREBBERO ESSERE ESPOSTI A RISCHI

Consultare il proprio medico prima di utilizzare il Dispositivo di Riflessoterapia in caso di:

- Gravidanza.
- Febbre.
- Riposo forzato dal medico o in caso di malattia. Se si è in un periodo di convalescenza prescritta dal medico.
- Malattia cronica o cancro.
- Lesioni cerebrali (coaguli, lacerazioni, traumi, ecc...).
- Periodo di recupero da un'operazione subita sulla parte superiore del corpo, glutei, cosce e polpacci.
- Malattia cardiaca, problemi di cuore o dipendenza da un dispositivo medico elettronico.
- Non utilizzare se si possiede un pacemaker.
- Se è ferito o soffre di qualche malattia cutanea.
- In caso di ossa fratturate o in caso di malformazione ossea.
- Questo apparecchio non è adatto ai bambini, alle persone disabili/invalide.
- Il suo uso non è raccomandato per persone con disturbi psichici.

DURANTE IL FUNZIONAMENTO

- Collocare il Dispositivo di Riflessoterapia su una superficie piana.
- Non utilizzare il Dispositivo assieme ad altre apparecchiature terapeutiche o dispositivi medici elettrici o simili.
- Non sedersi sopra al Dispositivo per evitare di rompere la macchina o per evitare di causare qualsiasi tipo di danno.
- Per favore, non ingerire nessun tipo di liquido mentre si sta utilizzando il dispositivo. Evitare di rovesciare qualsiasi tipo di liquido sopra al dispositivo.

• Non usare il dispositivo su parti del corpo bagnate, potrebbe verificarsi un malfunzionamento del dispositivo, comprese scariche elettriche.

• Durante il trattamento mantenere il corpo rilassato.

• **Non utilizzare il dispositivo dopo aver mangiato. Aspettare almeno 1 ora dopo i pasti per procedere al suo utilizzo.**

• **Non usare per oltre 25 minuti al giorno.**

USO DEGLI ELETTRODI

• Utilizzare gli elettrodi esclusivamente su braccia, gambe, addome e schiena. Il resto del corpo verrà trattato mediante la riflessoterapia.

• Non attaccare due elettrodi l'uno con l'altro.

• Per garantire il corretto funzionamento dell'elettrodo, collocare nuovamente il protettore nel gel dell'elettrodo dopo ogni utilizzo.

• Mantenere pulito il gel degli elettrodi, non lasciare che vengano esposti alle alte temperature o alla luce del sole.

• Se il gel dell'elettrodo non è sufficientemente adesivo a causa dello sporco, pulirlo con un panno umido oppure si consiglia di acquistarne di nuovi mettendosi in contatto con il servizio di assistenza tecnica.

• Non pulire gli elettrodi con nessun prodotto chimico.

NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO NELLE SEGUENTI OCCASIONI

• Se si è caduti in acqua: non lasciare cadere acqua o altri liquidi.

• Se si sentono sensazioni strane o fastidi gravi durante il funzionamento, spegnere immediatamente l'apparecchio e consultare un medico.

• In caso di temporale.

• In caso di cavo o spina danneggiata o che non funziona correttamente.

QUANDO NON E' IN USO

• Assicurarsi di spegnere l'apparecchio dopo il suo utilizzo.

• Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente immediatamente dopo il suo utilizzo e prima di pulirlo.


• Conservare il Dispositivo in un luogo pulito e asciutto.

USO CORRETTO DELLA SPINA

• Verificare che il voltaggio sia quello giusto.

• Non tirare direttamente il cavo. Quando si stacca l'apparecchio tirare dalla spina, non dal cavo.

STRUTTURA DEL DISPOSITIVO



GUIDA OPERATIVA DEL DISPOSITIVO

1. Situare il dispositivo su una superficie piana e collegarlo.
2. Posizionarsi scalzi sopra al dispositivo. Per fare in modo che funzioni correttamente posizionarsi sopra al dispositivo con entrambi i piedi scalzi.
3. Premere il pulsante ON/OFF per alcuni secondi fino a che non si accende lo schermo LCD.
4. Premere il pulsante MODE e scegliere il programma desiderato tra i 25 presenti.
5. Per incrementare l'intensità degli impulsi deve premere solamente il pulsante ▲ SOLE O BODY, se si desidera ridurre l'intensità degli impulsi premere il Pulsante SOLE O BODY ▼ .
6. E' possibile scegliere il programma che più si adatta alle proprie necessità. Non è consigliabile cambiare il programma mentre è in esecuzione. Nel caso in cui venga cambiato programma mentre è in funzione, l'intensità scenderà a livello 0 e potrà così essere modificata a piacimento.
7. Per spegnere il dispositivo premere il pulsante ON/OFF per 3 secondi e si spegnerà automaticamente.

AVVISO: Aumentare l'intensità del dispositivo in maniera progressiva fin quando non si sentono gli impulsi. Il giusto livello d'intensità dipenderà dalla sensibilità di ogni persona. E' importante stare a piedi scalzi (senza calzini).

• Programmi di riflessoterapia

Qui di seguito mostreremo una tavola di riferimento in cui verranno descritti i 25 programmi del dispositivo.

Per fare in modo che faccia effetto si consiglia di non interrompere e di non cambiare un programma a metà trattamento.



Descrizione delle modalità

Modalità	Genere	Sintomi Corrispondenti
1. Agopuntura spingendo	TENS	Tensione
2. Agopuntura	TENS	Mal di testa
3. Agopuntura impastare	TENS	Menoxenia
4. Toccano per agopuntura	TENS	Pressione lombare
5. Rottamazione	TENS	Piedi stanchi
6. Spremere	EMS	Sciatica
7. Massaggio	EMS	Sistema immunitario
8. Massaggio spingente	EMS	Colpo della strega
9. Spingendo Spremere	TENS	Rilassamento muscolare
10. Spremitura di agopuntura	TENS	Attivazione muscoli
11. Martellamento di agopuntura	TENS	Mal di collo
12. Impastare	EMS	Dolore al petto
13. Martellante	TENS	Apoplessia
14. Rottamazione Pressatura	TENS	Stitichezza
15. Coppettazione	EMS	Mal di stomaco
16. Modellamento del corpo	EMS	Dimagrimento
17. Martellante	EMS	Insomnia
18. Massaggio	TENS	Fatica
19. Spingendo	EMS	Dolore vertebrale
20. Martellante rotolante	EMS	Neurastenia
21. Spremere	EMS	Osteoporosi
22. Stoke	TENS	Spondilosi cervicale
23. Massaggio con erapia di agopuntura	TENS	Artriti e reumatismi
24. Shiatsu	TENS	Circolazione sanguigna
25. Rolling Impastare	EMS	Stress

• Mappa del piede in relazione ai dolori del corpo

La Riflessoterapia è una scienza che prende in considerazione una delle zone più sensibili del corpo umano: i piedi. Consiste nell'attivazione di certi punti del piede a cui sono collegati diversi organi del corpo.

Vediamo, qui di seguito, una mappa del piede in cui vengono mostrate queste relazioni tra il piede e le parti del corpo (e i rispettivi dolori).



• Uso di elettrodi

Il Dispositivo di Riflessoterapia include elettrodi a gel per attivare o rilassare i muscoli. La stimolazione muscolare attraverso gli elettrodi è una tecnica utilizzata per tonificare, rimodellare, riaffermare e mantenere la definizione muscolare.

1. Connettere gli elettrodi al dispositivo principale.
2. Collocare gli elettrodi nella zona che si desidera trattare (braccia, gambe, schiena o addome).
3. Scegliere il programma in funzione del proprio obiettivo: Programma 9 (rilassamento muscolare) o Programma 10 (attivazione muscolare).
4. Aumentare progressivamente l'intensità fino a che si sentono gli impulsi (il livello d'intensità può variare in base alla sensibilità di ogni persona).



IMPORTANTE:

- Non utilizzare contemporaneamente ai programmi Riflessoterapia.
- L'uso di questi elettrodi è permesso esclusivamente su braccia, gambe, addome e schiena. Il resto del corpo deve essere trattato in un secondo momento, attraverso la Riflessoterapia, appoggiando i piedi (scalzi) sul dispositivo.
- Non posizionare gli elettrodi in zone o muscoli danneggiati.

Esempio di utilizzo della terapia con elettrodi


Spalle e schiena

Sintomi (dolore muscolare alle spalle o alla schiena)





Vita

Sintomi (dolore muscolare alla vita)





Braccia

Sintomi (Braccio intorpidito, dolore muscolare)



Gambe

Sintomi (Dolore muscolare alle gambe)



Nota: Se è necessario acquistare parti di ricambio per questi accessori, contattare il servizio di assistenza tecnica ufficiale.

MANUTENZIONE

- Appena finito di utilizzare il dispositivo, staccare il cavo dalla presa di corrente.
- Prima di pulire il Dispositivo assicurarsi che questo sia staccato.
- Se compare qualche chiazza di olio, procedere alla sua pulizia con un panno o un pulitore.
- Non pulire l'interruttore e il telecomando con panni umidi, potrebbero provocare danni irreversibili al corretto funzionamento del dispositivo.
- Non pulire il dispositivo con spazzole o materiali duri che potrebbero danneggiarlo.

SUGGERIMENTI

- Per fare in modo che il dispositivo funzioni correttamente, deve posizionare i piedi scalzi (senza calzetti) sulla base del dispositivo; in caso contrario il dispositivo non funzionerà.
- Se il suo dispositivo non funziona dopo essere stato acceso, assicurarsi che sia ben collegato, controllare il cavo che va dal dispositivo alla presa di corrente. Spegner e accendere di nuovo il dispositivo.
- Se si spegne in continuazione, controllare che non sia scaduto il tempo; ricominciare ad usare nuovamente il Dispositivo di Riflessoterapia.
- Non utilizzare il Dispositivo di Riflessoterapia per più di 25 minuti al giorno.
- L'uso degli elettrodi è stato pensato per attivare la muscolatura su braccia, gambe, schiena e addome. Non posizionarli in zone del corpo diverse da quelle indicate su questo manuale. Per trattare il resto del corpo esistono programmi specifici di Riflessoterapia (posizionando i piedi scalzi sul dispositivo).

Specifiche tecniche

Spiegazione delle figure, dei simboli, dei segnali di avvertimento ed abbreviazioni sul dispositivo

1		(Simbolo per "CODICE SERIE". Questo simbolo si trova insieme al numero di Produzione Serie, e vicino al grafico, codice serie, numero di lotto, numero serie e così via) Esempi:  ABC123
2		(Simbolo per "DATA DI PRODUZIONE!". Questo simbolo dovrebbe trovarsi vicino al numero) Data di produzione del dispositivo medico (si usa il marchio  davanti alla data di produzione)
3		Simbolo per "ATTENZIONE, CONSULTARE I DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO"
4		Dopo l'adozione della certificazione CE, il marchio CE viene riportato come di seguito. La sua altezza non deve essere inferiore a 5mm, chiaramente visibile, durevole, le procedure di dichiarazione di conformità CE sono svolte da un Ente Accreditato, il cui numero di registrazione si trova accanto al simbolo CE (solitamente in basso a destra). Il diametro del marchio CE non deve essere inferiore ai 5mm del semicerchio delle lettere, i valori XXXX in basso a destra sono il numero di identificazione dell'Ente Accreditato, ad es. ITS-0413. Tutti i prodotti medici venduti nell'Unione Europea devono riportare la dicitura "CE". L'affissione del marchio CE indica che: A. Il dispositivo rispetta i requisiti base del MDD; B. Il dispositivo può essere legalmente venduto all'interno dell'UE; C. Il dispositivo ha superato le procedure di dichiarazione di conformità. Vi sono due tipi di marchi CE apposti ai dispositivi medici. Il marchio CE senza il numero di identificazione dell'Ente Accreditato ed il marchio CE con il numero di identificazione dell'Ente Accreditato.
5		Il simbolo per il Produttore (etichetta "Produttore"), l'etichetta contiene il nome dell'azienda e l'indirizzo del produttore. Il simbolo riporta il nome e l'indirizzo degli importatori e/o distributori.

6		Simbolo per "Rappresentante Autorizzato nella Comunità Europea". (Etichetta "Rappresentante autorizzato UE"), l'etichetta include il nome e l'indirizzo della compagnia autorizzata dall'Unione Europea.
7		I prodotti di scarto devono essere gestiti legalmente.
8		Dispositivi BF
9	 THIS SIDE UP	Verso l'alto
10	 FRAGILE	Fragile
11	 KEEP DRY	Mantenere asciutto
12		Sovrapposizione
13	SN	Numero seriale dispositivo
14	IP21	Protetto dal tatto da dita e oggetti superiori a 12 millimetri e protetto da spruzzi d'acqua a meno di 15 gradi dalla verticale

Conservazione / Manutenzione

1. Usare un panno bagnato o detersivi neutri per pulire la macchina, non usare liquidi volatili come benzene, diluenti o gasolio.
2. Tenere lontano da campi magnetici e dalla portata dei bambini.
3. Tenere la macchina lontana dall'umidità, temperature alte, luce solare diretta o spruzzi d'acqua.
4. Se gli elettrodi non sono abbastanza adesivi o sono sporchi, pulirli con un panno bagnato o cambiarli con elettrodi nuovi. Non pulire gli elettrodi con alcun prodotto chimico.
5. Non provare a smontare, riparare o rimontare la macchina, il produttore non riconoscerà la garanzia ed i servizi post-vendita.
6. Se non usato per lungo tempo, rimuovere le batterie dal telecomando.

Protezione ambiente

Si prega di separare i rifiuti dopo l'uso, ad esempio gli elettrodi, scatola di cartone, ecc.

Specifiche

Modello numero: AST-300D

Questo dispositivo appartiene alla Classe BF II in base alla Clausola 5.



Shenzhen OSTO Technology Company Limited
No.43, Longfeng road, Xincheng community,
Longgang street, Longgang district,
Shenzhen city, Guangdong Province, China



Wellkang Ltd
Suite B, 29 Harley Street, LONDON W1G 9QR, England, United Kingdom

Classificato: 5 V dc, 1000 mA

Alimentato da adattatore: WT0502400

Tensione nominale: 100-240V

Potenza nominale in ingresso: 0.1 A

Onda in uscita: onda quadra

Frequenza di ripetizione pulsazione: 10-100HZ

Ampiezza massima del voltaggio in uscita: 72V

Versione Software No: MC0188F-REV-V1.0

Condizioni di operatività:

10-40°C

30%RH~75%RH

860hPa to 1060hPa

Condizioni di conservazione e trasporto:

0-40°C

<=80% RH

860hPa to 1060hPa

Grazie per il Dispositivo di Riflessoterapia e per aver riposto la vostra fiducia nella nostra azienda. Ciascuno dei nostri prodotti è garantito per 2 anni dalla data di acquisto, a condizione che siano soddisfatti i requisiti menzionati nel manuale di istruzioni del prodotto. In ogni caso, ti consigliamo di registrare il tuo prodotto per attivare la garanzia *. La nostra garanzia ti dà la tranquillità che il tuo prodotto verrà riparato in caso di problemi.

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - OSITO

Il Dispositivo di Riflessoterapia ha una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto, a patto che la fattura di acquisto venga conservata e inviata, il prodotto sia in perfette condizioni fisiche e sia correttamente utilizzato come indicato in questo manuale Istruzioni.

La garanzia non copre:

- Se il prodotto è stato utilizzato oltre la sua capacità o utilità, maltrattato, picchiato, esposto all'umidità, trattato con qualsiasi sostanza liquida o corrosiva, nonché per qualsiasi altro difetto imputabile al consumatore.
- Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato da persone non autorizzate dalla OSITO ufficiale.
- Se l'incidente è causato dalla normale usura delle parti dovuta all'uso.
- Il costo delle spese di spedizione per il ritiro del prodotto o la consegna.

Se in qualsiasi occasione si rileva un incidente con il prodotto, è necessario contattare il proprio distributore o il servizio di assistenza tecnica ufficiale e inviare la fattura di acquisto del prodotto via e-mail:

E-mail: osito_service@163.com

E-mail: szaosto006@163.com

È possibile scaricare il manuale e guardare il video operativo sul nostro sito web.

Sito ufficiale: <http://www.szosto.com/product.html>

Guarda il video: <http://www.szosto.com/product.html>

Scarica il manuale: <http://www.szosto.com/download.html>